



Specyfikacja techniczna – Apteczka taktyczna typu Mini IFAK

1. Opis ogólny

„Apteczka taktyczna typu Mini IFAK, wykonana z materiału odpornego na przetarcia, o wymiarach nie większych niż 20 × 12 × 9 cm i wadze nie większej niż 0,5 kg, z systemem mocowania MOLLE lub równoważnym, wyposażona w minimalne wyposażenie wskazane powyżej – lub równoważna. Ilość sztuk:”

2. Wymagania konstrukcyjne

1. Forma kompaktowa, z zamknięciem na zamek błyskawiczny lub rzep.
 2. Wymiary maksymalne: 20 × 12 × 9 cm.
 3. Waga maksymalna (z wyposażeniem): 0,5 kg.
 4. Materiał o wysokiej odporności mechanicznej (np. Cordura lub równoważny), odporny na przetarcia i warunki atmosferyczne.
 5. System montażu kompatybilny z MOLLE lub równoważny.
 6. Możliwość przenoszenia na pasie, kamizelce lub w plecaku.
-

3. Minimalne wymagane wyposażenie

- Opaska zaciskowa taktyczna do tamowania masywnych krwotoków – min. 1 szt.
- Opatrunek indywidualny typu wojskowego – min. 1 szt.
- Opatrunek wentylowy do ran klatki piersiowej – min. 1 szt.
- Nożyczki ratownicze min. 16 cm – 1 szt.
- Rurka nosowo-gardłowa z lubrykantem – 1 kpl.
- Rękawiczki nitrylowe – min. 1 para.

- Pisak permanentny – 1 szt.
- Elementy montażowe kompatybilne z systemem MOLLE – min. 2 szt.

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Lp.	Element / Wyposażenie	Ilość	Parametry / Opis
1	Pokrowiec medyczny Mini IFAK	1 szt.	Wymiary 18 × 11 × 8 cm; materiał Cordura; kolor zielony; system montażu MOLLE.
2	Opaska zaciskowa CAT gen. 7	1 szt.	Oryginalna, taktyczna, z mechanizmem krępulca; przeznaczona do tamowania masywnych krwotoków.
3	Marker permanentny	1 szt.	Do oznaczania czasu założenia opaski uciskowej i oznaczeń medycznych.
4	Opatrunek indywidualny typu W2 TRAUMA KIT	1 szt.	Wodoszczelny, przeznaczony do opatrywania ran postrzałowych i rozległych urazów.
5	Nożyczki ratownicze metalowe 16,5 cm	1 szt.	Stalowe, przystosowane do cięcia odzieży, pasów i opatrunków.
6	Opatrunek wentylowy BCS Chest Seal Vented TRAUMA KIT	1 szt.	Samoprzylepny, z kanałami wentylacyjnymi; stosowany w ranach penetrujących klatki piersiowej.
7	Lubrykant 5 g	1 szt.	Do aplikacji rurki nosowo-gardłowej.
8	Rurka nosowo-gardłowa r. 7,5	1 szt.	Umożliwia udrożnienie górnych dróg oddechowych.
9	Rękawiczki nitrylowe L (para)	1 szt.	Jednorazowe, bezpudrowe.



10 Trok montażowy MOLLE
System 125 BK

2 szt. Do mocowania dodatkowego wyposażenia.

